



*2018-10-15 Dnr Än 2017-268, Dnr On 2017-201, MAR, Rehab och  
hjälpmedelsrådet  
(utfärdad 2009-09-08)*

## **Instruktion angående säkerhet o underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)**

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

### **Rollator**

#### **Säkerhet vid användning**

- Rollatorn får endast användas som uppresningsstöd, gångstöd och som sittstöd vid stillastående.
- Den får inte användas för persontransporter.
- Rollatorn ska alltid bromsas när sittbrädan ska användas eller när rollatorn används som uppresning från sittande.
- Tänk på att köregenskaperna på rollatorn kan förändras vid tungt lastad korg/körhandtag samt vid lutande underlag.

#### **Underhåll av hjälpmedel**

- Kontrollera att skruvar, hjul och handtag sitter fast.
- Kontrollera att bromsarna fungerar och att rollatorn inte drar snett.
- Rollatorn rengörs med mildt rengöringsmedel, se bruksanvisning.
- Kontrollera att säkerhetsspärren (som motverkar hopfällning) är hel och fungerar.
- Rollatorns hjul ska vara lätta att manövrera och inget missljud ska höras.

Se bruksanvisning angående hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrar personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.