




Säker läkemedelshantering

- genom smarta lås och digitala läkemedelsskåp

Medarbetarinformation

Nu införs digitala läkemedelsskåp med smarta nycklar

- Varför byter vi till digitala läkemedelsskåp?
- Hur fungerar det?
- Roller och ansvar
- Införandeprocess och tidplan



Linköping

Bakgrund, syfte och mål

Vad är DLS?

Ett **förändrings- och utvecklingsarbete** inom särskilt boende och hemtjänsten samt hemsjukvård

Använda digital teknik till hjälp för säker förvaring och tillgång till läkemedel

- Digitala smarta nycklar
- Synkstationer (loggning/accès)
- Läkemedelsskåp med narkotikaskåp
- Digitala lås till befintliga skåp

Varför behövs digitala läkemedelsskåp?

Vi har en gammal utrustning för läkemedelsförvaringen som också ofta sitter på fel ställen

Vi behöver säkrare arbetssätt för hantering av all sorts läkemedel

- Sjuksköterskor de enda som ska ha tillgång till narkotika-skåpen
- Tydliga rutiner för nyckelhantering kopplat till delegering

Syfte

Ökad patientsäkerhet, spårbarhet i vem som har tillgång till läkemedel

Följsamhet till lagkrav; läkemedelshantering där vi förvarar rätt läkemedel på rätt sätt.

Förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna, rätt placering av skåp

Effektmål

År 2026 ska samtliga lägenheter inom särskilt boende och trygghetsboende, samt individer i ordinärt boende där medarbetare ansvarar för läkemedelshantering ha läkemedelsskåp och läkemedelsskåpslås som:

- Fysiskt möjliggör en säker läkemedelshantering och genom korrekt placering, utformning och säkerhet/stabilitet.
- Har en lås/nyckelhantering som har förutsättningar för att ge tillräcklig säkerhet och spårbarhet genom loggning.

Läkemedelsskåp, nyckel synkstation



Digitala nycklar i nyckelpooler

- Aktiveras och avaktiveras med personlig kod
- Loggar automatiskt alla händelser
- Batteridrivna

Synkstation

- Placering där dagen startar och avslutas tex grupprum, korridor,
- Aktiverar och avvakiverar nyckeln
- Internet via nätverkskabel
- Eluttag



Linköping

Så här funkar det! -Vi tittar på filmerna!



[Upplåsning medicinskåp](#)



[Aktivering av nyckel](#)



[Batteribyte](#)

Information, manualer filmerna, lathund nyckelaktivering finns på utförarwebben. [LÄNK](#)



Summering vad innebär de nya arbetssätt?

- Vi kan logga vem som öppnat vilka skåp och när.
- All delegerad personal har en personlig 6-siffrig kod som nyckeln aktiveras med.
- Sjuksköterskor är de enda som har tillgång till narkotikaskåpet
- Akutskåpen blir också loggbara (de flesta får nya låscylindrar)
- Delegerad personal har en nyckelpool för att hantera ett arbetslag + några extra nycklar
- Sjuksköterskor har en egen nyckelpool och deras nyckelbehörigheterna sätts av HSL chef
- Det är nyckeln som är "smart"/dator och den är aktiv i 11 timmar, därefter måste den aktiveras igen.
- Synkstationerna aktiverar nyckeln med den personliga koden och loggar läses in.
- Synkstationerna avaktiverar nyckel utan att slå den personliga koden vid arbetspasset slut
- Synkstationen fungerar även om nätet skulle vara nere (i max 5 dagar) med befintliga behörigheter



DLS Kontaktpersoner

VOF IT-samordning

Annette Mohlin-Johansson
annette.mohlin-johansson@linkoping.se
013-263328

Elin Renndéuz
elin.renndeuz@linkoping.se
013-294055

VOF Välfärdsteknik

Joakim Bengtsson
joakim.bengtsson@linkoping.se
013-294797

VOF Strategisk hälsa och sjukvård

Anna Agebjörn-Hafström, MAS
anna.agebjorn-hafstrom@linkoping.se
013-207024

VOF Planering och utveckling

Ewa Svensson
Projektledare
ewa.svensson@linkoping.se
0708-159238

Övriga frågor

